



INSTRUCCIONES DE USO

Implantes, pilares y componentes relacionados de restauración y del laboratorio dental.

Para obtener información detallada sobre el producto específico que está utilizando, por favor consulte el catálogo de Adin Dental Implant Systems Ltd.

DESCRIPCIÓN

El Adin Dental Implant System incluye una variedad de implantes fabricados de titanio. Los implantes dentales se insertan quirúrgicamente en el maxilar superior y/o inferior y sirven como un sustituto o reemplazo de las raíces de los dientes, proporcionando una base estable para las restauraciones dentales.

INDICACIONES DE USO

Los implantes Adin están indicados para ser utilizados en mandíbulas y maxilares total o parcialmente edéntulos, como soporte de restauración unitarias o múltiples, incluyendo restauraciones cementadas, atornilladas y ancladas. También están indicados como soporte de pilares finales o intermedios de estructuras fijas.

INDICACIONES DE USO

La cirugía de implantes debe ser realizada en condiciones asépticas con instrumentos quirúrgicos esterilizados especialmente diseñados para este uso, se recomienda el uso de un motor eléctrico de fresado quirúrgico con irrigación interna y externa para la preparación del lecho quirúrgico. Deben seguirse las secuencias de fresado específicas para la colocación de los implantes.

ADVERTENCIAS

Una técnica inadecuada puede contribuir al fracaso del implante y/o a la pérdida del hueso. Los Implantes Dentales Adin están indicados para ser utilizados solamente en las aplicaciones descritas. Los Implantes Dentales no deben ser alterados de ninguna manera. No se recomienda el uso de instrumentos electro-quirúrgicos o de láser alrededor de implantes metálicos ni de sus pilares, debido al riesgo de conductividad eléctrica y/o térmica.

La movilidad del implante, la pérdida del hueso, o una infección crónica pueden ser indicadores del fracaso del implante.

Si el implante se contamina por los fluidos corporales del paciente, el implante no podrá ser utilizado en ningún otro paciente.

PRECAUCIONES

Las técnicas quirúrgicas necesarias para colocar implantes dentales endóseos requieren procedimientos especializados y complejos. La capacitación formal para la colocación de implantes es recomendada. Importante: determinar la anatomía local y la idoneidad del hueso disponible para la colocación del implante. Radiografías adecuadas, palpación e inspección visual de la zona son necesarias antes del tratamiento, planificación y uso de los implantes Adin.

REACCIONES ADVERSAS

Algunas de las complicaciones que pueden ocurrir incluyen: infección, pérdida ósea,

incomodidad del paciente, movilidad del implante, alteración local de los tejidos blandos, además de situación desfavorable del implante o de su alineación.

Información adicional y pasos a seguir pueden ser encontrados en la Guía Quirúrgica.

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones generales asociadas con la cirugía elegida deben ser tenidas en cuenta. Posibles contraindicaciones: problemas hemorrágicos crónicos, deterioro psicológico, enfermedad ósea metabólica o del tejido conectivo, tratamiento con corticosteroides, ciertas enfermedades cardíacas y vasculares, consumo de tabaco, diabetes (no controlada), tratamiento con agentes quimioterapéuticos, enfermedad renal crónica, pacientes con mala higiene bucal, bruxismo, alcoholismo.

Contraindicaciones temporales: infección sistémica, infección local oral o respiratoria. Contraindicaciones anatómicas o patológicas: anchura y altura del hueso alveolar insuficiente para rodear al implante con al menos un milímetro de hueso, tanto en vestibular como en lingual de la zona más superior del cuerpo del implante; altura ósea inadecuada donde la colocación apropiada del implante invadiría el conducto del nervio dentario mandibular; tumores malignos.

Colocación o alineación desfavorable del implante. Información adicional y pasos a seguir pueden ser encontrados en la Guía Quirúrgica.

PRESENTACIÓN

Este paquete contiene un implante dental. Un tornillo de cierre está incluido con todos los implantes de dos piezas.

PRECAUCIÓN

La ley Federal (USA) restringe la venta de este dispositivo por o a la orden de un dentista o médico licenciado.

Los implantes Adin no han sido evaluados respecto a su seguridad y compatibilidad con el ambiente MR. El Implante dental Adin no ha sido testado en situación de calentamiento o migración en el ambiente MR. El máximo torque de ajuste para los implantes es de 50 Ncm.

No reutilice los implantes, los tornillos de cierre, los pilares temporales ni los pilares definitivos. La reutilización de estos elementos conducirá a un mayor riesgo de fracaso del producto ya que la funcionalidad no puede ser garantizada si estos productos son reutilizados. Además, existe un mayor riesgo de contaminación.

EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS

STERILE R	Esterilización Gamma	Fabricante
LOT	Número del lote	Usar hasta
REF	Número del catálogo	Atención
No use if damaged	No utilice si está dañado	No vuelva a utilizar
No latex	El producto no contiene látex	No vuelva a esterilizar
CE	0473 es el número del Organismo Notificado para Intertek	

AMTAK Certification Services Limited
Davy Avenue
Knowlhill
Milton Keynes
MK5 8NL UK

ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD
Industrial Zone Alon Tavor, P.O.B 1128, Atula 18550
Israel

EC REP | Emil E. Krumholtz
Hochstrasse 47, 60313 Frankfurt / m
Alemania