



# Guía de Torques

		Touareg CloseFit™				Touareg-S, Touareg-OS y SWELL
		UNP	NP	RP	WP	RS
Producto		Torque (Ncm)				Torque (Ncm)
Tornillo de cierre						
Pilar de cicatrización		Manual ≈10	Manual ≈10	Manual ≈10	Manual ≈10	Manual ≈10
Tapa de cicatrización TMA						
Pilares provisionales		25	35	35	35	35
Pilares TMA rectos		25	35	35	35	35
Pilares TMA angulados		15	15	15	15	15
Tornillo de prótesis TMA		15	15	15	15	15
Pilares cementados de titanio		25	35	35	35	35
Pilares cementados de Zirconia		25	35	35	35	35
Pilares sobrecolables		25	35	35	35	35
Pilares de Bola, Pilares Locator™ y Pilares Kerator™		25	35	35	35	35