


Kit Quirúrgico de Implantes Touareg CloseFit™



- | | | | |
|---|--|--|---|
| <p>FRESAS</p> <p>DESTORNILLADORES</p> <p>PINES</p> <p>LLAVE Y ADAPTADOR</p> <p>SONDA</p> | <p>TD 1511 Fresa Tri-Step DLC, corta</p> <p>DL 1320 Fresa piloto 2mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1325 Fresa espiral de 2 pasos 1,8/2,5mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1328 Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1332 Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1336 Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1342 Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 6-13mmL</p> <p>DL 1346 Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 6-13mmL</p> <p>RS 9027 Prolongador de fresas</p> <p>RP0004 Destornillador manual de estrella (UNP/NP/RP/WP), largo</p> <p>RP0064 Destornillador manual de estrella (UNP/NP/RP/WP), corto</p> <p>RS 6155 Pin paralelizador largo - 16 mm</p> <p>RS 6150 Pin paralelizador corto - 11 mm</p> <p>RS 6111 Llave de torque quirúrgica 35-100 Ncm</p> <p>RS 6100 Llave de carraca quirúrgica</p> <p>RA 0050 Mango para driver</p> <p>RS 6180 Medidor de profundidad</p> | <p>Fresa Tri-Step DLC, larga TD 2218</p> <p>Fresa piloto 2mmD x 8-18mmL DL 1820</p> <p>Fresa piloto 2,5mmD x 8-18mmL DL 1825</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 8-18mmL DL 1828</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 8-18mmL DL 1832</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 8-18mmL DL 1836</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 8-18mmL DL 1842</p> <p>Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 8-18mmL DL 1846</p> <p>Fresa de lanza RS 8032</p> <p>Driver de implante WP, corto WP 0068</p> <p>Driver de implante WP, medio WP 0071</p> <p>Driver de implante WP, largo WP 0074</p> <p>Driver de implante RP, corto RP 0068</p> <p>Driver de implante RP, medio RP 0071</p> <p>Driver de implante RP, largo RP 0074</p> <p>Driver de implante NP, corto NP 0068</p> <p>Driver de implante NP, medio NP 0071</p> <p>Driver de implante NP, largo NP 0074</p> <p>Driver de implante UNP, corto UNP 0068</p> <p>Driver de implante UNP, medio UNP 0071</p> <p>Driver de implante UNP, largo UNP 0074</p> | <p>FRESAS</p> <p>DRIVERS WP</p> <p>DRIVERS RP</p> <p>DRIVERS NP</p> <p>DRIVERS UNP</p> |
|---|--|--|---|